


Speed Read Digital Thermometer

Model 78-359



THANK YOU FOR PURCHASING A WELBY SPEED READ DIGITAL THERMOMETER. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ENSURE PROPER AND SAFE OPERATION OF YOUR THERMOMETER.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This product is not intended to diagnose or treat any health problem or disease and should not be used as a substitute for the consultation and advice of a physician or other medical professional.
- Thermometers should only be used under the supervision of an adult.
- This thermometer should be held during use; the patient should be seated or lying down during readings.
- Before use, it is recommended that the patient avoid eating, drinking, smoking or exercising for at least twenty minutes prior to taking a measurement. Never walk, run or talk during a measurement.

NORMAL BODY TEMPERATURE AND FEVER

Body temperature can vary from 97°F (36.1°C) and 99°F (37.2°C) and still be considered normal. The medically accepted 'normal' body temperature is 98.6°F (37°C) Body temperature is commonly lower in the morning than at any point during the rest of an individual's waking hours.

Temperature results will vary based on the body location point of the reading. Oral temperature readings between 97°F (36.1°C) and 100°F (37.7°C) are considered normal. A rectal temperature reading is generally 1°F (0.5°C) higher; while an underarm, or axillary, temperature will be 1°F (0.5°C) lower.

A fever is defined as a body temperature that is elevated above the normal for that person. It is important to determine what is normal for an individual before determining if a fever is present. Tracking an individual's temperature on a consistent basis, at the same body site and at the same time every day will help determine an individual's normal temperature.

FAHRENHEIT CELSIUS SWITCHABLE FEATURE

This unit takes measurements in both Fahrenheit and Celsius. While the unit is OFF, press and hold the POWER button. After the brief self-test, the unit will show the last reading in either °F or °C. Continue to hold the POWER button, and display will change the mode and display the new temperature reading mode. Release the POWER button and begin your reading.

MEMORY RECALL

This unit includes a recall of the last measurement taken. When the unit is OFF, press the POWER button to turn the unit on, and release. After the self-test, the unit will briefly show the last reading with an 'M' on the display.



OPERATING INSTRUCTIONS

Press and release the POWER button to activate the thermometer. The unit will beep and the display will show all of the digital display symbols as it performs a self-test before showing the last reading in memory.




A Lo with a flashing °F will appear in the display, followed by a brief flash of 98.6°F (37°C); the display will return to the Lo screen, indicating that the thermometer is ready for measurement.



ORAL USE

Approximate measurement time: 10-20 seconds


- Apply a probe cover if desired.
- Place the probe under the tongue as near as possible to a heat pocket as noted in the diagram. Readings will be progressively lower the further the probe is from the indicated heat pockets.
- Hold the thermometer in place during the reading; do not bite down on the thermometer. The mouth must remain closed to ensure accurate results.
- When the reading is complete and the peak temperature has been reached, the °F will cease flashing. If the reading is below 100°F (37.7°C), the unit will sound ten long beeps; if the reading is at or above 100°F (37.7°C), the unit will sound ten sets of three short beeps.
- To turn the unit off, simply press the POWER button; the unit will automatically shut-off after approximately ten minutes.



UNDERARM (AXILLARY) USE

Approximate measurement time: 20-30 seconds

- Wipe the underarm with a dry towel before application. Apply a probe cover if desired.
- Place the probe tip under the arm so that the tip is touching skin; hold the thermometer parallel, slightly angled upwards as indicated in the diagram. Position the arm across the chest to ensure the tip is completely covered.
- When the reading is complete and the peak temperature has been reached, the °F will cease flashing. If the reading is below 100°F (37.7°C), the unit will sound ten long beeps; if the reading is at or above 100°F (37.7°C), the unit will sound ten sets of three short beeps.
- To turn the unit off, simply press the POWER button. The unit will automatically shut-off after approximately ten minutes.



Axillary temperature readings are generally 1°F lower than oral readings.

RECTAL USE

Approximate measurement time: 9 seconds

- Apply a probe cover if using; you may use water-soluble lubricant for easier insertion if desired.
- Lay the patient on their side or stomach with their legs hanging down.
- Gently insert the tip of the probe NO MORE THAN 1 INCH into the rectum. Stop immediately if you detect resistance. Always hold the thermometer in place during measurement.
- When the reading is complete and the peak temperature has been reached, the °F will cease flashing. If the reading is below 100°F (37.7°C), the unit will sound ten long beeps; if the reading is at or above 100°F (37.7°C), the unit will sound ten sets of three short beeps.
- To turn the unit off, simply press the POWER button. The unit will automatically shut-off after approximately ten minutes.

Rectal temperature readings are generally 1°F higher than oral readings.

PROBE COVER USE

Disposable, hygienic probe covers are recommended for use with stick thermometers to prevent contamination. Probe covers are intended for one-time use only; a new probe cover should be used with each application. Probe covers can commonly be found at most local pharmacies and drug store retailers.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS


Store the unit in the provided protective case when not in use. Do not store the thermometer where it will be exposed to direct sunlight, dust or humidity. Avoid extreme temperatures. Do not attempt to disassemble the unit. If ERR displays and no measurement can be obtained, the unit must be replaced.

Clean the thermometer by wiping with rubbing alcohol (70% isopropyl alcohol) or soap and water. Do not submerge in any liquid or autoclave. Wipe the thermometer with a dry cloth and allow to air dry.

REPLACING THE BATTERY

The low-battery indicator symbol will appear on the lower right of your display when the battery needs to be changed.

- Remove the battery cap by pulling gently.
- Looking at the unit from the back side (ratings label face up) carefully slide the battery tray out so the entire battery is exposed.
- Remove the battery with a non-metal tool. Do not attempt to remove the thin plastic battery cover bar.
- Replace the battery with a LR41 alkaline or SR41 silver oxide type battery with the positive (+) side facing up.
- Carefully replace the battery cap.
- Do not dispose of used batteries in the trash. Consult your local recycling center for the proper way to dispose of batteries in your area. Keep used batteries away from children, pets and excessive heat.



SPECIFICATIONS

BATTERY:	One 1.5V button size battery LR41 or equivalent
BATTERY LIFE:	Approximately 24 months
AUTOMATIC SHUT-OFF:	Approximately after 10 minutes of non-use
ACCURACY:	±0.2°F, 98.0°F - 102.0°F (±0.1°C, 37.0°C - 39.0°C) ±0.3°F, 96.4°F - 98.0°F (±0.2°C, 35.8°C - 37.0°C) ±0.3°F, 102.0°F - 106.0°F (±0.2°C, 39.0°C - 41.0°C)
MEASUREMENT RANGE:	90.0°F - 109.9°F (32° - 42.99°C)
OPERATING TEMPERATURE:	50.0°F - 104.0°F (10°C - 40°C)
STORAGE TEMPERATURE:	14.0°F - 140.0°F (-10°C - 60°C)
DISPLAY:	Liquid crystal display
DISPLAY RESOLUTION:	4 digits (1/10th of a degree increments)
DIMENSIONS:	5-1/2" X 7/8" X 3/8"
WEIGHT:	0.38 ounces

Specifications are subject to change without notice.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

Congratulations on your purchase of a Digital Thermometer. Your Digital Thermometer is covered by the following limited warranty commencing upon the date of purchase, and subject to the following terms and conditions:

The Warrantor warrants that its Digital Thermometer will be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of one year for the original purchaser of the Digital Thermometer.

Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Digital Thermometer for commercial purposes or subjecting the Digital Thermometer to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of the Warrantor, are excluded from coverage. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with, or used with the Digital Thermometer.

If the Digital Thermometer fails to conform to this limited warranty, return the Digital Thermometer postage prepaid to: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031**. When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, Veridian Healthcare will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL VERIDIAN HEALTHCARE BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

AFTER SALES SUPPORT • SERVICIO POSVENTA

USA 1-866-326-1313


MODEL: 78-359-D24 ITEM # 41548

2
YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Made Exclusively for / Hecho exclusivamente para
ALDI Inc.
Batavia, IL 60510
Visit us at www.ALDI.us
Made in China / Hecho en China
Item # 41548
Insert #93-1091 08/15

Termómetro digital de lectura rápida

Modelo 78-359



MUCHAS GRACIAS POR ADQUIRIR UN TERMÓMETRO DIGITAL DE LECTURA RÁPIDA DE WELBY. POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO Y SEGURO DEL TERMÓMETRO.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Este producto no tiene la finalidad de diagnosticar ni tratar ningún problema de salud o enfermedad, y no debe usarse en lugar de consultar a un médico u otro profesional médico.
- Los termómetros solo deben usarse bajo la supervisión de un adulto.
- Se debe sostener el termómetro cuando está en uso; el paciente debe estar sentado o acostado durante la lectura de la temperatura.
- Antes de usar el termómetro, se recomienda que el paciente evite comer, beber, fumar o hacer alguna actividad física durante al menos los veinte minutos anteriores a tomar la medición. Nunca camine, corra ni hable durante una medición.

TEMPERATURA CORPORAL NORMAL Y FIEBRE

La temperatura corporal puede oscilar entre 97°F y 99°F (36.1°C y 37.2°C) y considerarse dentro del rango normal. La temperatura corporal 'normal', desde el punto de vista médico, es 98.6°F (37°). La temperatura corporal es comúnmente más baja en la mañana que en cualquier otro momento del día en que la persona está despierta.

Las lecturas de la temperatura variarán según el lugar del cuerpo dónde se tomen. La lectura de la temperatura entre 97°F y 100°F (36.1°C y 37.7°C) tomada por vía oral se considera dentro del rango normal. La lectura de la temperatura rectal es generalmente 1°F (0.5°C) más alta; mientras que debajo del brazo o por vía axilar, la temperatura será 1°F (0.5°C) más baja.

Se entiende por fiebre la temperatura corporal que es más elevada que la normal para esa persona. Es importante conocer qué es normal para una persona antes de determinar si tiene fiebre. Tomar la temperatura individual en forma constante, en el mismo lugar del cuerpo y a la misma hora todos los días, ayudará a determinar cuál es la temperatura normal de esa persona.

FUNCIÓN PARA CAMBIAR DE GRADOS FARENHEIT A CELSIUS

Esta unidad toma mediciones en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Con la unidad apagada, pulse y sostenga el botón de ENCENDIDO/APAGADO. Después de una auto-evaluación breve, la unidad mostrará la última lectura que se tomó en °F o en °C. Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO; el visor cambiará de modo y en él se visualizará el nuevo modo de lectura de temperatura. Suelte el botón de ENCENDIDO/APAGADO e inicie la lectura.

FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN DE MEMORIA

Esta unidad incluye una función de recuperación de la última medición que se tomó. Con la unidad apagada, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la unidad y suéltelo. Después de la autoevaluación, en la pantalla de la unidad se mostrará brevemente la última lectura y una 'M'.



INSTRUCCIONES DE USO

Pulse y suelte el botón de ENCENDIDO/APAGADO para activar el termómetro. La unidad emitirá un pitido y la pantalla mostrará todos los símbolos digitales mientras realiza la autoevaluación antes de mostrar la última lectura guardada en la memoria.




La pantalla mostrará el mensaje 'Lo' con el signo °F parpadeante, seguido de una breve actualización de la memoria que indicará 98.6°F (37°C); el visor volverá a mostrar el mensaje 'Lo' parpadeante para indicar que el termómetro está listo para realizar la medición.



USO ORAL

Tiempo de medición aproximado: 10-20 segundos


- Si lo desea, coloque una cubierta sobre la punta.
- Coloque la punta debajo de la lengua, tan cerca como sea posible de una zona de calor, como se indica en la imagen. Las lecturas serán progresivamente más bajas cuanto más alejada esté la punta de las zonas de calor indicadas.
- Mantenga el termómetro en su lugar durante la lectura; no muerda el termómetro. Mantenga la boca cerrada durante la medición para obtener resultados precisos.
- Cuando se complete la lectura y se haya alcanzado la temperatura máxima, el símbolo °F dejará de parpadear. Si la lectura es igual o inferior a 100°F (37.7°C), la unidad emitirá diez pitidos largos; si la lectura supera los 100°F (37.7°C), la unidad emitirá diez series de tres pitidos cortos.
- Para apagar la unidad, simplemente presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. La unidad se apagará automáticamente al cabo de diez minutos aproximadamente.



USO DEBAJO DEL BRAZO (VÍA AXILAR)

Tiempo de medición aproximado: 20-30 segundos

- Limpie la axila con una toalla seca antes de la aplicación. Si lo desea, coloque una cubierta sobre la punta.
- Coloque el termómetro debajo del brazo de manera que la punta toque la piel; mantenga el termómetro paralelo al cuerpo, ligeramente inclinado hacia arriba, como se indica en la imagen. Cruce el pecho con el brazo para asegurarse de que la punta esté completamente cubierta.
- Cuando se complete la lectura y se haya alcanzado la temperatura máxima, el símbolo °F dejará de parpadear. Si la lectura es igual o inferior a 100°F (37.7°C), la unidad emitirá diez pitidos largos; si la lectura supera los 100°F (37.7°C), la unidad emitirá diez series de tres pitidos cortos.
- Para apagar la unidad, simplemente presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. La unidad se apagará automáticamente al cabo de diez minutos aproximadamente.



Las lecturas de la temperatura axilar son generalmente 1°F (0.5°C) más bajas que las lecturas orales.

USO RECTAL

Tiempo de medición aproximado: 9 segundos

- Cuando use el termómetro coloque una cubierta sobre la punta. Aplique un lubricante soluble en agua para facilitar la introducción.
- Coloque al paciente de costado o de espalda con las piernas colgando.
- Suavemente, introduzca la punta del termómetro NO MÁS DE 1 PULGADA (2.54 cm) en el recto. Deténgase inmediatamente si detecta alguna resistencia. Siempre mantenga el termómetro en su lugar durante la medición.
- Cuando se complete la lectura y se haya alcanzado la temperatura máxima, el símbolo °F dejará de parpadear. Si la lectura es igual o inferior a 100°F (37.7°C), la unidad emitirá diez pitidos largos; si la lectura supera los 100°F (37.7°C), la unidad emitirá diez series de tres pitidos cortos.
- Para apagar la unidad, simplemente presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. La unidad se apagará automáticamente al cabo de diez minutos aproximadamente.

Las lecturas de la temperatura rectal son generalmente 1°F (0.5°C) más altas que las lecturas orales.

CUBIERTAS PARA LA PUNTA

Se recomienda usar cubiertas higiénicas desechables con los termómetros de varilla para evitar la contaminación. Las cubiertas para la punta se usan una sola vez; se debe usar una cubierta nueva con cada aplicación. Las cubiertas para la punta se pueden adquirir en el comercio minorista local.

CUIDADO DEL TERMÓMETRO E INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


Guarde la unidad en el estuche protector provisto cuando no esté en uso. No guarde el termómetro donde quede expuesto directamente a la luz solar, polvo o humedad. Evite las temperaturas extremas. No trate de desarmar la unidad. Si la pantalla muestra el mensaje "ERR" y no se obtiene ninguna medición, debe reemplazar la unidad.

Para limpiar el termómetro use un paño con alcohol (70% alcohol isopropílico) o agua y jabón. No lo sumerja en líquido ni lo limpie en un autoclave. Seque el termómetro con un paño y déjelo secar al aire libre.

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

Cuando se necesite cambiar la batería aparecerá el símbolo indicador de poca batería en la parte inferior derecha de la pantalla.

- Con cuidado, deslice la tapa de la batería para quitarla.
- Mirando a la unidad desde la parte trasera (con la etiqueta de las especificaciones orientada hacia arriba) y con cuidado, deslice la bandeja de la batería hacia afuera de forma que toda la batería sea visible.
- Quite la batería con una herramienta no metálica. No intente quitar la delgada barra de plástico que cubre la batería.
- Cambie la batería por una batería alcalina LR41 o una batería de óxido de plata con el signo (+) hacia arriba.
- Con cuidado, coloque la tapa de la batería.
- No arroje las baterías usadas en la basura. Consulte a su centro de reciclado local sobre la forma adecuada de deshacerse de las baterías en su área. Mantenga las baterías lejos de los niños, mascotas y el calor excesivo.



ESPECIFICACIONES

BATERÍA: Una batería LR41 de 1.5V, tamaño botón o equivalente
DURACIÓN DE LA BATERÍA: Aproximadamente 24 meses
APAGADO AUTOMÁTICO: Aproximadamente después de 10 minutos de inactividad
EXACTITUD: ±0.2°F, 98.0°F - 102.0°F; (±0.1°C, 37.0°C - 39.0°C)
±0.3°F, 96.4°F - 98.0°F; (±0.2°C, 35.8°C - 37.0°C)
±0.3°F, 102.0°F - 106.0°F; (±0.2°C, 39.0°C - 41.0°C)
90.0°F - 109.9°F (32° - 42.99°C)
50.0°F - 104.0°F (10°C - 40°C)

RANGO DE MEDICIÓN:

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 14.0°F - 140.0°F (-10°C - 60°C)

TEMPERATURA DE ALMACENAJE:

PANTALLA: Pantalla de cristal líquido

RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA:

DIMENSIONES: 4 dígitos (incrementos de un décimo de grado)

PESO: 5-1/2" X 7/8" X 3/8"

0.38 onzas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Felicitaciones por su compra de un Termómetro Digital. Su Termómetro Digital está cubierto por la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de compra y está sujeto a los siguientes términos y condiciones:

El Garante garantiza al comprador original del Termómetro Digital que éste estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año bajo un uso normal.

Se excluyen de la cobertura el mantenimiento periódico, las reparaciones y el reemplazo de partes debidos al desgaste normal. Los defectos o daños que resulten de: (a) la operación incorrecta, el almacenamiento incorrecto, el uso inadecuado o abuso, accidente o negligencia, como el daño físico (grietas, raspones, etc.) en la superficie del producto resultado del uso inadecuado; (b) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, polvo o suciedad en general, calor extremo, o alimentos; (c) el uso del Termómetro Digital con propósitos comerciales o someter al Termómetro Digital a un uso o condiciones anormales; o (d) otros actos que no son culpa del Garante, se excluyen de la cobertura. Esta garantía no cubre baterías ni otras fuentes de energía que se puedan suministrar o usar con el Termómetro Digital.

Si el Termómetro Digital no cumple con esta garantía limitada, devuelva el Termómetro Digital con franqueo prepagado junto a: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031.** Cuando devuelva un producto, por favor incluya además: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. Según nuestro criterio, Veridian Healthcare reparará o reemplazará la unidad que se considere defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del consumidor. Al comprador se le notificará cualquier reparación adicional requerida antes de completar la reparación, y será responsable de pagar el cargo por las piezas, si lo hubiese, y los cargos de reparación que no estén cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO COMO LO DISPONE ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN FORMA NO RESTRICTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN NINGÚN CASO VERIDIAN HEALTHCARE SERÁ RESPONSABLE, CON BASE EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CULPA EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR DAÑOS A OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, O PÉRDIDA DE PROPIEDAD O EQUIPO O LESIONES PERSONALES, EN QUE LA LEY PERMITA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD POR DICHOS DAÑOS.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo tal que las limitaciones o exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado o de una jurisdicción a otra.

Made Exclusively for / Hecho exclusivamente para
ALDI Inc.
Batavia, IL 60510
Visit us at www.ALDI.us
Made in China / Hecho en China
Item # 41548
Insert #93-1091 08/15

AFTER SALES SUPPORT • SERVICIO POSVENTA

USA 1-866-326-1313

MODEL: 78-359-D24 ITEM # 41548

2
YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA